

Oldozym AP

Concentrado de enzimas líquidas

Concentrado pre-desmanchante de enzima líquida. Recomendado para el lavado a máquina. Ideal para degradar proteínas y almidón en la colada. También adecuado para residuos de sangre y alimentos. Depende el grado de suciedad y/o tiempo de reacción se añade una cantidad de Oldozym AP



Aplicaciones

- Remojo. 2-5 ml/kg (0.03-0.08 fl oz/lb) textiles; aprox. 30-40°C, 2-12 horas.
- Lavado. 5-10 ml/kg (0.08-0.15 fl oz/lb) textiles a una temperatura de lavado entre 30-70°C durante 20 min.
- Manchas húmedas. Diluya Oldozym AP 1:5-1:10 con agua a temperatura de aprox. 30-50°C y aplíquelo sobre la mancha. En caso de grandes zonas de suciedad, ponga la prenda con el liquido; tiempo de reacción de al menos 30 minutos. Luego enjuague los residuos de enzimas y las suciedades disueltas con agua.

Datos técnicos

Densidad 20°C	1.01 g/ml
Valor de pH al 1%	8.0 - 9.0

Sugerencias

Posee una excelente estabilidad al almacenamiento. La actividad solo se reduce en un 3-5% por año.

No es sensible a las heladas, pero no debe exponerse a temperaturas inferiores a 0°C durante períodos relativamente largos ni superiores a 30°C.

Después de sacar cantidades parciales, cierre el embalaje hermeticamente de nuevo. El producto se puede almacenar durante al menos 24 meses en su embalaje original.

**En caso de accidente, consulte al Servicio Nacional de Información
Toxicológica - Telf.: 915 620 420**